



## HARN-STREIFENTEST

### Harngewinnung:

REINIGUNG (Genitale mit Wasser und Waschlappen gut reinigen)

MITTELSTRAHL-HARN (während des Harnlassens nur die mittlere Portion auffangen)

HARN-SACKERL (bei Babys und Kleinkindern aufs gereinigte Genitale aufkleben)

**Durchführung:** Teststreifen kurz in möglichst frischen Harn eintauchen und nach etwa 1 Minute mit der Farbskala vergleichen, das zutreffende Feld in jeder Reihe ankreuzen.

(nach mehr als 2 Minuten ist das Farbergebnis nicht mehr zu verwerten!)

### Auswertung:

- **Bitte um Ihren Anruf** gleich nach dem Test, um das Ergebnis zu besprechen: **Tel. 01 244 70 72** (oder **Dr. Langer: 0650 886 1442**)
- Oder **machen Sie vom Teststreifen 1 Minute nach dem Eintauchen ein Foto** und schicken es an [ordination@kinderarzt-perchtoldsdorf.at](mailto:ordination@kinderarzt-perchtoldsdorf.at)



**Leukozyten**

**Nitrit**

**pH**

**Protein**

**Glucose**

**Keton**

**Urobilinogen**

**Bilirubin**

**Blut**

